



REINIGUNG DER KUNSTLEDERPOLSTER

- Womit:** DentaClean Kunstlederreiniger, DKL-Reinigungsbürste, DKL-Reinigungsschwamm.
PowerClean (Nur bei starken Verschmutzungen oder Verfärbungen!).
- Was:** Alle Kunstlederpolster.
- Wann:** Bei sichtbaren Verschmutzungen, täglich nach der letzten Behandlung und ein- bis zweimal pro Woche eine Intensivreinigung.



Anwendung:

Ein Anwendungsvideo finden Sie auf www.youtube.com/DKLGermany.
Video **MEDIZINISCHE POLSTER – REINIGUNG DESINFEKTION PFLEGE**
Link <https://youtu.be/H0ID1wkZ1UU>

DESINFEKTION VON ALKOHOLSENSIBLEN OBERFLÄCHEN

- Womit:** proPad Wischdesinfektion, XL-Desinfektionstücher, Spenderbox (Nachfüllbeutel erhältlich).
- Was:** Alle Polster, Abdeckungen (Trays, Blenden, etc.).
- Wann:** Nach jedem Patienten.
- Anwendung:** siehe o.g. Video

PFLEGE DER KUNSTLEDERPOLSTER

- Womit:** DentaProtect Schutz und Pflege für Kunstleder Tuchspenderdose.
- Was:** Alle gründlich gereinigte Kunstlederpolster.
- Wann:** Mindestens 1 x pro Woche oder nach jeder Intensivreinigung.
- Anwendung:** siehe o.g. Video



JEANS

STRETCH

LEDER LEATHER CUIR

CLEANING OF MEDICAL ARTIFICIAL LEATHER



- Products:** DentaClean Synthetic leather cleaner, DKL Cleaning Brush, DKL Cleaning Sponge.
PowerClean (Only for heavy soiling or discoloration!).
- What:** All artificial leather upholstery.
- When:** In case of visible soiling, daily after the last treatment and once or twice a week an intensive cleaning.



Application:
Application video at [www.youtube DKL Germany](http://www.youtube.com/DKLGermany).
Video **MEDICAL UPHOLSTERY – CLEANING DISINFECTION PROTECTION**
Link <https://youtu.be/kUutWxmJl2E>

DISINFECTION OF ALCOHOL SENSITIVE SURFACES

- Products:** proPad Disinfection XL-wipes dispenser box (refill possible).
- What:** Upholstery, Covers (trays, panels etc.)
- When:** After every patient.
- Application:** See video above.

MAINTENANCE OF MEDICAL ARTIFICIAL LEATHER

- Products:** DentaProtect Care and Protection for imitation leather, dispenser box.
- What:** All thoroughly cleaned artificial leather upholstery.
- When:** At least once a week or after every intensive cleaning.
- Application:** See video above.

LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL DES SELLERIES MÉDICALES



- Produits :** DentaClean Nettoyant pour similicuir, **brosses de nettoyage DKL, éponges de nettoyage DKL. PowerClean** (Uniquement pour les salissures importantes ou décolorations !).
- Concerne :** Tous les revêtements en cuir synthétique.
- Quand :** Pour les salissures visibles, quotidiennement après le dernier traitement et un nettoyage intensif une à deux fois par semaine.



Utilisation :
Vous trouverez une vidéo sur la procédure de nettoyage sur [www.youtube DKL Germany](http://www.youtube.com/DKLGermany).
Vidéo **SELLERIES MÉDICALES – NETTOYAGE * DÉSINFECTION * PROTECTION**
Lien en ligne <https://youtu.be/rR-Db9l1wGw>

LA DÉSINFECTION PROFESSIONNELLE DES SELLERIES MÉDICALES

- Produits :** proPad XL - Lingettes désinfectantes, boîte distributrice (Recharge possible).
- Concerne :** Les selleries et carters (tablettes, capots, etc.)
- Quand :** Après chaque patient.
- Utilisation :** Voir la vidéo ci-dessus

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES SELLERIES MÉDICALES

- Produits :** DentaProtect - Lingettes pour l'entretien et la protection du similicuir, boîte distributrice.
- Concerne :** Tous les revêtements en cuir synthétique soigneusement nettoyés.
- Quand :** Au moins une fois par semaine ou après chaque nettoyage intensif.
- Utilisation :** Voir la vidéo ci-dessus